



آکروپارس TRII - آکريل خود پخت برای روکش موقت (گیرش عادی) مطابق با استاندارد ISO 10139-1

آکروپارس TRII یک پلیمر سرما پخت (خود پخت) هم رنگ دندان برای تهیه روکش و بریجهای موقت است. این محصول با گیرش عادی طراحی شده است.

آکروپارس TRII به دو روش مستقیم (Direct) و غیر مستقیم (Indirect) قابل استفاده است.

روش استفاده مستقیم:

- ۱- قبل از شروع تراش دندانها، یک قالب آلژیناتی از دندانهای بیمار تهیه کنید. از قالب گرفته شده کست گچی تهیه نمائید و روی آن در صورت نیاز دندانهای از دست رفته را به کمک موم یا دندانهای مصنوعی جایگزین کنید. در صورت وجود نواقص در شکل دندانها این نواقص را با افزودن موم و ایجاد شکل طبیعی بر روی کست رفع کنید. در صورتیکه به هیچ یک از این موارد اصلاح شکل دندانها یا جایگزینی آنها نیاز نیست می توانید قالب را لحظاتی قبل از تراش تهیه نموده و در محیط مرطوب نگهداری کنید.
- ۲- بعد از تراش دندانها از کست اصلاح شده یک قالب آلژیناتی تهیه نموده و یا از قالب آلژیناتی گرفته شده از دهان بیمار استفاده کنید. مقدار کافی از آکروپارس TRII را نسبت به وزنی ۱ به ۱/۷ ، جمعی ۱ به ۲/۵ از مایع و پودر مخلوط نموده پس از ۶۰ ثانیه هم زدن سریعاً به داخل نواحی مورد نظر در قالب بریزید.
- ۳- یک دقیقه پس از ریختن آکروپارس TRII به داخل قالب، قالب را روی دندانها قرار دهید. بعد از حداکثر ۲ دقیقه قالب را از دهان خارج کرده و اجازه دهید تا پس از ۳ دقیقه پلیمریزاسیون کامل گردد.
- ۴- اگر ترمیم موقت ساخته شده هنوز بطور کامل پلیمریزاسیون نشده است می توانید آنرا داخل آب گرم قرار داده تا سریعتر سخت شود. بهتر است پیش از سخت شدن کامل ترمیم موقت آنرا روی دندانهای تراش خورده قرار دهید تا تغییر شکل احتمالی آن مانع نشستن آن روی دندان نگردد.
- ۵- اضافات ترمیم موقت را پس از پلیمریزاسیون کامل آن حذف کرده و آنرا پرداخت نمائید، سپس روی دندانها گذاشته و سطح جونده آنرا با دندانهای مقابل تنظیم کنید.
- ۶- با استفاده از سیمان موقت آنرا روی دندانهای تراش خورده ثابت کنید.

روش استفاده غیر مستقیم:

- ۱- همانند مرحله اول روش مستقیم، یک کست از دندانهای تراش نخورده بیمار تهیه کرده و اصلاحات لازم را روی آن انجام دهید.
- ۲- از کست اصلاح شده قالبی تهیه کنید، بعد از آن دندانهای مورد نظر را روی کست بصورت کم عمق تراش دهید.
- ۳- مخلوط با نسبتهای ارائه شده در روش مستقیم آکروپارس TRII را داخل یک گوده ۶۰ ثانیه بهم بزیند و سریعاً به داخل محل دندانهای مورد نظر در قالب بریزید بهتر است کست را در این هنگام چرب کرده ۱ دقیقه بعد از ریختن مخلوط آکروپارس TRII به داخل قالب، قالب را روی کست تراش خورده برگردانید به این ترتیب بریج یا روکش موقت کست ساخته می شود. بعد از پلیمریزاسیون کامل، همانند مراحل ۵ و ۶ روش مستقیم عمل نمائید.

از اختلاط آکروپارس TRII با سایر مواد مشابه اکیدا خودداری نمائید.

توجه: از تماس پوست با منومر و استنشاق بخارات آن خودداری کنید و در صورت پاشیدن آن به چشم سریعاً چشم را با آب سرد شستشو داده شود و به پزشک مراجعه نمائید.

توصیه های ایمنی:

- ۱- بسیار آتشگیر است.
- ۲- برای چشم و دستگاه تنفسی مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممکن است حساسیت ایجاد نماید.
- ۳- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمائید.
- ۴- نزدیک وسایل برقی قرار ندهید.
- ۵- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ۶- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمائید.