

سیباکرون C2&C6

آکریل روکش موقت (زودگیر)



سیباکرون آکریل خود پخت جهت روکش موقت، با استفاده از کوپلیمر های اتیل متاکریلیک برای ساخت کرون و بریجهای موقت طراحی شده است. این محصول در رنگبندی سری A و B در بسته بندیهای ۲ رنگ و ۶ رنگ ارائه می شود.



موارد مصرف :

۱- تولید کرون و بریج موقت

ویژگیها :

- ۱- فاقد مواد مضر به پالپ دندان
- ۲- ایجاد حرارت کم و عدم آسیب به بافتهای دندان
- ۳- مقاومت سایشی مطلوب
- ۴- رنگبندی سری A و B (در ۶ رنگ)
- ۵- قابل استفاده با روشهای مستقیم (داخل دهان) یا غیر مستقیم (خارج دندان)
- ۶- سرعت گیرش عادی
- ۷- پالیش پذیری عالی

بسته بندی:

کیت کامل سیباکرون C6 شامل :
پودر ۶ بسته PE ۳۵۰ گرمی
مایع ۱ شیشه ۱۰۰ میلی لیتر
پیمانه پودر
قطره چکان
راهنمای مصرف

کیت کامل سیباکرون C2 شامل :
پودر ۲ بسته PE ۸۰ گرمی
مایع ۱ شیشه ۱۰۰ میلی لیتر
پیمانه پودر
قطره چکان
راهنمای مصرف

